

I SALI DELLA VITA MgKI

BIO-OXI

LIQUIDO

**AGENTE BIO OSSIDANTE IN FORMA LIQUIDA. SVILUPPA OSSIGENO ATTIVO.
PARTICOLARMENTE INDICATO PER ACQUE AD ELEVATO CONTENUTO SALINO**

PROPRIETA'

AGENTE BIO OSSIDANTE CHE SVILUPPA OSSIGENO ATTIVO E CHE IN COMBINAZIONE SINERGICA CON "I SALI DELLA VITA ACQUA MADRE" MANTIENE LIMPIDA ED IGIENICAMENTE PERFETTA LA VOSTRA PISCINA. PARTICOLARMENTE INDICATO PER ACQUE AD ELEVATO CONTENUTO SALINO.

USO E DOSI

TRATTAMENTO INIZIALE: 10 LITRI DI BIOOXI PER 100 METRI CUBI D'ACQUA.

MANTENIMENTO: 5 LITRI DI BIOOXI PER 100 METRI CUBI D'ACQUA OGNI 7 - 10 GIORNI A SECONDA DELL'UTILIZZO DELLA VASCA E DEI RICAMBI D'ACQUA.

DA USARE IN COMBINAZIONE CON ACQUA MADRE, BIOSAN E BIOACID.

PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

ASPETTO	LIQUIDO INCOLORE
ODORE	INODORE
SOLUBILITA' IN ACQUA	COMPLETA
pH del PRODOTTO TQ	< 1.0
PESO SPECIFICO A 25 °C	1,14 Kg/l

CONTROLLI

PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI BIO-OXI IN VASCA OPERARE CON L'APPOSITO KIT OPPURE CON IL SISTEMA DPD1/DPD3 (TEMPO DI ATTESA 60 SECONDI). UTILIZZARE LA SEGUENTE TABELLA DI CONVERSIONE:

ppm BIO-OXI	Controvalore espresso in ppm di cloro totale (DPD1+DPD3)
100	3.5
50	2.0
35	0.9
25	0.6
15	0.4
5	0.3
0	0

AVVERTENZE E POTENZIALI PERICOLI

IL PRODOTTO E' **CORROSIVO**

LE INDICAZIONI DI PERICOLO E I CONSIGLI DI PRUDENZA SONO CONSULTABILI SULLA SCHEMA DATI DI SICUREZZA DISPONIBILE ANCHE SU: CAT.BARCHEMICALS.IT

IL PREPARATO E' NOTIFICATO PRESSO LA BANCA DATI "ARCHIVIO PREPARATI PERICOLOSI" DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

CONTROLLO ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

PROTEZIONE RESPIRATORIA: NON NECESSARIA DURANTE IL NORMALE IMPIEGO

PROTEZIONE DELLE MANI: GUANTI IN GOMMA BUTILICA EN374. TEMPO DI PERMEAZIONE >8H. SPESSORE 0,5 MM.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: OCCHIALI A PROTEZIONE COMPLETA

PROTEZIONE DEL CORPO: INDUMENTI RESISTENTI A PRODOTTI CORROSIVI CLASSE I EN340

MISURE ADDIZIONALI: BOTTIGLIE PER LAVAGGIO OCULARE LIMITI TLV: 1 ppm

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

MANIPOLARE IL PRODOTTO CON CURA E PREVENIRE OGNI CONTAMINAZIONE. MANTENERE IL CONTENITORE IN AMBIENTE VENTILATO. IMPIEGARE GUANTI IN GOMMA ED OCCHIALI DI SICUREZZA

STOCCARE A TEMPERATURA AMBIENTE ED AL RIPARO DELLA LUCE DIRETTA. EVITARE IL CONTATTO CON MATERIALE ORGANICO.

COLLOCARE IL PRODOTTO LONTANO DA FONTI DI CALORE. NON RIMETTERE NEL CONTENITORE ORIGINALE QUANTITA' INUTILIZZATE DI PRODOTTO.

MANTENERE I CONTENITORI IN POSIZIONE VERTICALE E CONTROLLARE PERIODICAMENTE CHE GLI SFIATI COLLOCATI NEL TAPPO FUNZIONINO REGOLARMENTE.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

CUTE: LAVARE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA CORRENTE ED EVENTUALMENTE SAPONE LE AREE DEL CORPO CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON IL PRODOTTO. TOGLIERE GLI INDUMENTI CONTAMINATI E LE SCARPE.

OCCHI: LAVARE IMMEDIATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA CORRENTE TENENDO LE PALPEBRE APERTE. PROTEGGERE L'OCCHIO ILLESO. NON USARE COLLIRI O POMATE. CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN OFTALMOLOGO.

INGESTIONE: SCIACQUARE LA BOCCA CON ACQUA CORRENTE. FAR BERE MOLTA ACQUA. NON PROVOCARE IL VOMITO. RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICO.

INALAZIONE DEI VAPORI: ALLONTANARE IL SOGGETTO DALLA ZONA INQUINATA, SE IL RESPIRO E' IRREGOLARE OD INTERROTTO, PRATICARE LA RESPIRAZIONE ARTIFICIALE. CONSULTARE AL PIU' PRESTO UN MEDICO.

COMPOSIZIONE

CONTIENE AGENTI BIO OSSIDANTI STABILIZZATI, OLIGOELEMENTI MINERALI, COFORMULANTI.

IMBALLO

FUSTINO 5 LT - FUSTINO 10 LT

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TRASPORTO SU STRADA: UN 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO ACIDO N.A.S. 8, II ADR